

Na Sedlácích 147
739 34 Šenov

www.intergos.cz
Tel. 596 227 030



KOLO POD NEMOCNÉ

Protiproleženinový polštář DEPAN s pumpou

Polštář napumpujte. Polštář by neměl být příliš tvrdý.

Polštář umístěte pod určitou část těla tak, aby se místo, které bylo stlačené, nacházelo v otvoru, ve vzduchu.

Po uplynutí určité doby polštář vyjměte .

Průměr 45cm
Nosnost : 100kg